

Porady kolory wolframu

imieniu elektrody	oznaczyć	dodanie zanieczyszczeń	ilość zanieczyszczeń	innych zanieczyszczeń	wolframu	moc	Kod koloru
Czyste elektrod wolframowych	WP	--	--	<0.20%	reszta	4.5	zielony
Tor elektroda wolframowa	WT10	ThO ₂	0.90 - 1.20	<0.20%	reszta	--	kolor
Tor elektroda wolframowa	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	reszta	--	czerwony
Tor elektroda wolframowa	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	reszta	--	purpurowy
Tor elektroda wolframowa	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	reszta	--	pomarańczowy
Elektroda wolframowa lantan	WL10	La ₂ O ₃	0.80 - 1.20%	<0.20%	reszta	2.6 - 2.7	czarny
Elektroda wolframowa lantan	WL15	La ₂ O ₃	1.30 - 1.70%	<0.20%	reszta	2.8 - 3.0	żółty
Elektroda wolframowa lantan	WL20	La ₂ O ₃	1.80 - 2.20%	<0.20%	reszta	2.8 - 3.2	niebieski
Elektrody wolframowe ceru	WC20	CeO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	reszta	2.7 - 2.8	szary
Elektroda wolframowa cyrkonu	WZ3	ZrO ₂	0.20 - 0.40%	<0.20%	reszta	2.5 - 3.0	brązowy
Elektroda wolframowa cyrkonu	WZ8	WZ8 ZrO ₂	0.70 - 0.90%	<0.20%	reszta	2.5 - 3.0	biały
Elektroda wolframowa itr	WY20	YO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	reszta	2.0 - 3.9	niebieski
kompozytowe elektrody	WRex	ReOx	1.00 - 4.00%	<0.20%	reszta	2.45 - 3.1	--
Srebrna elektroda wolframowa	AgW	Silver	--	--	reszta	--	--